

Todo lo que necesitas saber sobre el último tratamiento para acabar con la grasa y flacidez

Dermashape body está destinado a definir la silueta deformada por una paulatina de tensión, que distorsiona las curvas y pronuncia la celulitis.



MORPHEUS BODY

Es un **nuevo sistema de radiofrecuencia fraccional, vehiculizada por micropines bañados en oro**, que introducen la energía en el interior de la piel, justo en el corazón del problema.

Treflonados y bañados en oro, con **una longitud de 250-300 micras**, penetran en el tejido dérmico y subdérmico, donde coagulan la grasa y tensan el tejido conectivo tanto de cara como de cuerpo.

Este tratamiento mínimamente invasivo, que **optimiza el efecto térmico de la radiofrecuencia tópica tradicional**, se realiza con 4 tips diferentes, que permiten personalizarlo en función de la región anatómica, la extensión cutánea, el espesor de la piel y el tipo de problema.