

nuevo



EVOLVE X

by **INMODE**



TITE | TONE | TRANSFORM
TRANSFORMACION CORPORAL COMPLETA

*Tecnología HANDS FREE para remodelación
corporal y tonificación muscular*



NO INVASIVO HANDS FREE

NUEVO TRATAMIENTO DE REMODELACION DE LA PIEL TRATAMIENTO DE LA GRASA LOCALIZADA Y TONIFICACIÓN MUSCULAR



EvolveX es la última plataforma hands-free para transformar los tratamientos de remodelación corporal y llevar a tu clínica al siguiente nivel.

Según la Sociedad Americana de Cirugía Plástica en 2018 el número de tratamientos totales no invasivos creció al increíble ritmo del 9% con más de 3,3 millones de procedimientos realizados.¹

Cada vez más, los pacientes buscan tratamientos no invasivos que mejoren el aspecto de su cuerpo de forma natural y sin los riesgos y el tiempo de recuperación que conllevan los procedimientos invasivos.

EvolveX aúna tres tecnologías clínicamente probadas en un único sistema:

- » **Tite (RF Bipolar)**
- » **Tone (EMS)**
- » **Transform (RF Bipolar + EMS)**

Esta plataforma permite combinar varios tratamientos para alcanzar las capas más profundas de la piel consiguiendo resultados transformadores para remodelación de la piel, el tratamiento del tejido adiposo y la tonificación muscular.

EvolveX es un novedoso tratamiento hands-free que consigue resultados superiores y proporciona la mayor calidad existente en tratamientos estéticos. Esta plataforma integral, reúne varias tecnologías patentadas en un único sistema. La tecnología médica más vanguardista para asegurar que su consulta aprovecha la gran demanda de tratamientos de remodelación corporal.

¹2018 The American Society of Aesthetic Plastic Surgery, Cosmetic (Aesthetic) Surgery National Data Bank

EVOLVE TITE

TRATAMIENTO *HANDS-FREE* PARA REMODELACIÓN DE LA PIEL

Evolve Tite aprovecha el poder de la energía de radiofrecuencia para remodelar la piel y mejorar su aspecto. **Sus 8 aplicadores hands-free** emiten temperatura uniforme y volumétrica en la piel y capa subdérmica, para ofrecer a sus pacientes soluciones personalizadas e indoloras.

La tecnología patentada de EvolveX proporciona una seguridad sin precedentes. Si la temperatura de la piel alcanza el límite máximo, se suspende temporalmente la energía de RF en ese aplicador específico, protegiendo a la piel de posibles quemaduras.

Cada aplicador está diseñado con sensores térmicos incorporados que monitorizan la temperatura superficial de la piel en tiempo real. Así el dispositivo alcanza su perfil térmico óptimo para proporcionar resultados excepcionales.



EVOLVE TONE

TRATAMIENTO DE TONIFICACIÓN MUSCULAR *HANDS-FREE*

Evolve Tone es una tecnología no invasiva de tonificación muscular que actúa mediante la emisión de energía electromagnética (EMS) que estimula contracciones musculares involuntarias.

La tecnología EMS optimiza el metabolismo celular y la regeneración de las fibras musculares lo que provoca un aspecto más tonificado.

Los pacientes descansan cómodamente mientras Tone trata grupos musculares específicos para aumentar la fuerza muscular y la definición visual de los músculos, sin tiempo de convalecencia.

Los 4 aplicadores hands-free permiten el tratamiento de distintas zonas corporales simultáneamente y así su consulta puede ofrecer tratamientos personalizados a sus pacientes. Ofrezca a sus pacientes la tecnología punta en tratamientos corporales personalizados.




EVOLVE TRANSFORM



TRATAMIENTO *HANDS-FREE* PARA TRANSFORMAR EL TEJIDO ADIPOSO, LA GRASA LOCALIZADA Y EL MÚSCULO

Evolve Transform aúna la RF bipolar y la EMS de manera simultánea para ofrecer dos tratamientos en una única sesión. La energía de radiofrecuencia emite un efecto térmico uniforme en las capas más profundas de la grasa subcutánea y de la dermis. Además, la estimulación muscular eléctrica (EMS) alterna, produce un tratamiento sinérgico en distintas capas que consigue resultados transformadores.


Evolve Transform **incluye 6 aplicadores hands-free** que emiten energía de RF y distribuyen el calentamiento en la red de septos fibrosos y el tejido adiposo, mientras que la EMS provoca contracciones musculares involuntarias.

Evolve Transform reinventa el tratamiento de remodelación corporal y la tonificación muscular, consiguiendo resultados muy eficaces y sin tiempo de recuperación.





DR. D. KIBA



ANTES Y DESPUÉS CON QUANTIFICARE

DR. S. THEODOROU & DR. C. CHIA




DR. J. STUBBS



PENSANDO SIEMPRE EN LA SEGURIDAD

- » Diseñada con indicadores sonoros en tiempo real que avisan cuando cada aplicador alcanza la temperatura óptima, lo que proporciona a los pacientes información sobre la evolución de su tratamiento.
- » La pantalla LCD de EvolveX permite a los médicos monitorizar visualmente el efecto térmico de cada aplicador en cualquier momento del procedimiento
- » Las tecnologías de RF y EMS de EvolveX pueden aplicarse en todos los fototipos, por lo que puede usarse con seguridad y eficacia en todos los tipos de piel.
- » EvolveX está diseñada con un pulsador de atención al paciente que permite a los pacientes pausar fácilmente su tratamiento y que el personal haga ajustes en el caso de que fuera necesario.

Potencia de salida:	Hasta 50 W
Frecuencia de salida:	1 MHz
Temperatura de corte:	Control de la temperatura en tiempo real para todos los aplicadores activos. Temperatura ajustable hasta 43°C
Tempos de tratamiento personalizados:	Los incrementos cada 5 minutos permiten la completa personalización de los tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente



MAXIMIZA TUS INGRESOS Y RENDIMIENTO

- » La tecnología **hands-free** de EvolveX está programada y diseñada para que no haya un operario y permitirle dedicar tiempo a otros pacientes y tratamientos durante las sesiones de EvolveX.
- » EvolveX le permite aumentar el flujo de pacientes en su clínica ofreciendo la combinación de tratamientos para remodelación de la piel, tratamiento del tejido adiposo y tonificación muscular en una sola plataforma. Con EvolveX puede ofrecer varios tratamientos que generen diversas fuentes de ingresos.
- » Tres tecnologías eficaces sin consumibles maximizan la rentabilidad de su consulta.

TRATAMIENTO DE LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE CADA TIPO DE CUERPO



ECTOMORFO



MESOMORFO



ENDOMORFO



LA MISIÓN DE INMODE ES
LIDERAR EL SECTOR CON UNA
TECNOLOGÍA, SEGURA, CLÍNICA Y
TECNOLOGICAMENTE INIGUALABLE
Y APOYAR A SUS CLIENTES EN SUS
ESFUERZOS DE MARKETING



+34 635 154 797 | WWW.INMODEMD.ES | INFOSPAIN@INMODEMD.COM