



APEXRF



THE INMODE ERA



APEXRF

TECNOLOGÍA DE CONFIANZA TRATAMIENTOS DE PRECISIÓN RESULTADOS EFICACES

Las clínicas y los pacientes solicitan las tecnologías de InMode por su nombre. InMode es sinónimo de liderazgo en innovación y está diseñado para elevar los resultados clínicos a un nuevo nivel. A partir de tecnologías ampliamente probadas, seguimos ampliando nuestro portafolio para ayudarte a ofrecer tratamientos avanzados y resultados excepcionales para tus pacientes.

ApexRF es una alternativa no quirúrgica, realizada en consulta, que está transformando los tratamientos de salud íntima masculina. Gracias a la combinación de sus diferentes manípulos, ofrece un control preciso de la temperatura y de la profundidad de tratamiento, permitiendo procedimientos seguros y altamente eficaces en las capas subdérmicas de pequeñas zonas de tejido.

Con ApexRF, los médicos pueden realizar tratamientos personalizados diseñados para restaurar la confianza del paciente y mejorar su calidad de vida.

Bienvenido a la Era InMode.



Presentamos

APEX *circulatory*

TRATAMIENTOS DE TEJIDO DE PRECISIÓN

Apex Circulatory es una tecnología térmica avanzada indicada para la mejora de la circulación sanguínea local. Está diseñada para administrar energía de radiofrecuencia bipolar (RF) dirigida a zonas delicadas. Su diseño exclusivo y el aplicador con punta pivotante alcanzan rápidamente temperaturas óptimas de tratamiento de hasta 43 °C. Apex Circulatory ha sido desarrollado con niveles de seguridad sin precedentes, control preciso de la profundidad de la RF y un sistema inteligente de monitorización epidérmica con retroalimentación continua. Administrado en consulta, este procedimiento no invasivo ofrece a los pacientes una alternativa cómoda.

Especificaciones:

Número de electrodos:	3
Corte de temperatura:	ajustable por el operador hasta 43°C
Frecuencia de salida:	1 MHz



TONE

TRATAMIENTO DE TONIFICACIÓN MUSCULAR

Tone es una tecnología no invasiva de fortalecimiento muscular que emite pulsos de baja frecuencia para proporcionar estimulación muscular eléctrica (EMS) e inducir contracciones musculares involuntarias. Los pacientes descansan cómodamente mientras Tone actúa sobre grupos musculares específicos para restaurar la fuerza muscular. Este procedimiento delegable y manos libres permite a tu consulta ofrecer planes de tratamiento personalizados.



Especificaciones:

Potencia de salida:	Hasta 50 W
Ancho de pulso AMC:	20 - 400 useg
Frecuencia AMC:	3 - 200 Hz
AMC tiempo encendido /apagado	2 seg

MORPHEUS8

con




MORPHEUS8 *burst*

Morpheus8 Burst es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren contracción de tejido blando o hemostasia.

Equipada con las funcionalidades patentadas Burst y Scale, Morpheus8 Burst tiene la capacidad única de, en un solo pulso, desplegar automáticamente radiofrecuencia bipolar a múltiples profundidades del tejido blando, contrayendo tanto el tejido adiposo como el tejido dérmico.

Este portafolio modular de tips, que incluye Prime de 12 micropines, Morpheus8 de 24 micropines y Resurfacing de 24 micropines, permite ofrecer resultados sin precedentes a los pacientes.



MORPHEUS8 *burst deep*

Morpheus8 Burst Deep es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren contracción de tejido blando o hemostasia.

Gracias a su capacidad para proporcionar contracción profunda multinivel del tejido blando y contracción dérmica, Morpheus8 Burst Deep ofrece los niveles más profundos de deposición de energía RF dirigida disponibles, protegiendo el pigmento dérmico y permitiendo al mismo tiempo una mayor entrega de energía al FSN y al tejido adiposo.

Equipado con las funcionalidades patentadas Burst y Scale, el tip superficial de 40 micropines de Morpheus8 Burst Deep despliega automáticamente energía de RF bipolar, en intervalos de milisegundos, a múltiples profundidades y niveles de energía en un solo pulso.

Especificaciones:

	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidad Burst:	Múltiples profundidades: 2-7 mm	Doble profundidad: 2-5 mm		
Profundidad Scale:	Múltiples profundidades: 2-7 mm	Doble profundidad: 2-5 mm		
Micropines:	40	24	24	12
Perfil de profundidad:	2mm - 7mm	1mm - 5mm	0.5mm	1mm - 4mm
Perfil térmico:	+1.0mm	+1.0mm	+0.25mm	+1.0mm

“

ApexRF está a la vanguardia del cambio en la forma en que tratamos los problemas circulatorios,

con una nueva alternativa no quirúrgica, no invasiva y sin fármacos que mejora de forma efectiva la función natural. Esta solución sin tiempo de inactividad mejora rápida e indolora el flujo sanguíneo para restaurar la confianza en la vida de mis pacientes. Los primeros estudios clínicos y la experiencia en la práctica real han demostrado mejoras perceptibles.”

”

Robert J. Valenzuela, MD, FACS
Urólogo Protésico y General



APEXRF OPTIMIZA LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE Y DIVERSIFICA LOS INGRESOS DE TU CONSULTA

Los problemas de circulación sanguínea se encuentran entre las afecciones más comunes que afectan al bienestar masculino, especialmente en hombres de 40 a 70 años.¹ Ofrece a tus pacientes una nueva alternativa no farmacológica y no quirúrgica con ApexRF.

1. <https://courses.lumenlearning.com/suny-ap2/chapter/anatomy-and-physiology-of-the-male-reproductive-system>



INMODE

WWW.INMODEMD.ES

VSBAPX1125